

Comment installer la version 2 d'APICRYPT®?

Interopérable avec les messageries sécurisées de l'Espace de Confiance MSSanté



APICRYPT V2 est indispensable pour communiquer avec vos confrères et les établissements de santé qui utilisent une messagerie sécurisée de l'Espace de Confiance MSSanté.

À partir de 2019, APICRYPT V2 est indispensable pour être éligible au Forfait Structure.

● Étape 1 : Installation des clefs

Le professionnel de santé installe ses clefs APICRYPT V2 à l'aide de son média (CD-ROM ou Clé USB), de l'année en cours, envoyé par l'APICEM. L'installation se lance automatiquement.

✓ Besoin d'aide ? : consultez les vidéos tutorielles sur notre chaîne YouTube « APICEM SARL »

● Étape 2 : Installation de l'outil APIMAIL

Le professionnel de santé télécharge l'outil « APIMAIL » (Mac ou Windows) sur le site :

✓ www.apicrypt.org : Rubrique : « Applications et outils » / « Outils APICRYPTV2 » / « APIMAIL »
✓ Les outils seront présents sur les médias à partir d'Avril 2019

● Étape 3 :

Le professionnel de santé paramètre l'outil « APIMAIL ». Selon les configurations, le paramétrage peut être compliqué.

L'assistance technique de l'APICEM se tient à la disposition des utilisateurs pour répondre à toutes leurs questions ou pour les aider à la mise en service des outils :

- Par téléphone : 03 28 63 00 65, du lundi au vendredi, de 8h à 19h sans interruption et le samedi de 9h à 12h (hors jours fériés)

- Par mail : infoapicrypt@apicrypt.org

● Étape 4 :

Le professionnel de santé se connecte à son « Espace utilisateur » sur le site www.apicrypt.org et active l'interopérabilité, depuis l'onglet « APICRYPT V2 », en cochant la ou les cases correspondantes.

L'identifiant et le mot de passe d'accès se trouvent sur le courrier qui accompagne le CD-ROM ou la clé USB.

ASSISTANCE TECHNIQUE :

Du lundi au vendredi,
de 8h à 19h sans interruption
et le samedi de 9h à 12h.
(hors jours fériés - heures de la métropole)

APICEM SARL

3 route de Bergues
CS 20 007
F - 59 412
Coudekerque cedex 2



www.apicrypt.org

APICRYPT®
est labellisée

